

Кольпоскоп Линза КС-01-«Л»

ФСР 2009/06417

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 300 мм, 2.6х / 4.4х / 9.1х / 17.9х / 31.4х

Линза ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	2.6х / 4.4х / 9.1х / 17.9х / 31.4х

Описание

Кольпоскоп КС-01-«Л» предназначен для визуального осмотра (под увеличением, неконтактным способом) слизистой оболочки влагалища, шейки матки и нижней трети цервикального канала. С его помощью можно визуально оценить общее состояние органов и тканей, провести биопсию, выявлять очаги поражения, а так же различать злокачественные и доброкачественные новообразования.