

Кольпоскоп Оптимед КС-02 мод. 050

ФСР 2009/04483

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 300 мм

Оптимед ОАО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	2500 Лк
Рабочее расстояние	300 мм

Описание

Кольпоскоп Оптимед КС-02 мод. 050 – экономичные варианты кольпоскопов с фиксированным увеличением 10 крат и экономичной светодиодной осветительной системой. Предназначен для диагностики заболевания влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала и наружных половых органов.

- Увеличение:** 10х
Рабочее расстояние: 300 мм
Поле зрения: >20 мм

Особенности кольпоскопов КС-02 мод. 050:

- LED осветительная система со светодиодами двух типов
- Экономичность – большой ресурс осветительной системы.
- Электронная система для хромоскопии.
- Компактный штатив на 4-х колесном основании.
- Два колеса с фиксатором.
- Плавное перемещение и регулировка наклона оптической головки.
- Механизм диоптрийной коррекции.

Сравнение кольпоскопов Оптимед КС-02

Модель	Увеличение	Штатив	Осветитель
КС-02 мод. 50	10х	прямой	светодиодный
КС-02 мод. 51	2.6х - 31х	прямой	галогеновый
КС-02 мод. 52	2.6х - 31х	поворотный	галогеновый
КС-02 мод. 54	10х	поворотный	светодиодный