

Кольпоскоп Оптимед КС-02 мод. 052

ФСР 2009/04483

оптический кольпоскоп, галогенная лампа, рабочее расстояние 300 мм, 2.6х / 4.4х / 9.1х / 17.9х / 31х, с фильтром

Оптимед ОАО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа
Освещенность	3500 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	2.6х / 4.4х / 9.1х / 17.9х / 31х
Фильтр	Да

Описание

Кольпоскоп Оптимед КС-02 мод. 052 – кольпоскоп с широким диапазоном изменения увеличения и мощной галогеновой осветительной системой. Предназначены для диагностики заболевания влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала и наружных половых органов. Возможность использования видео или фотокомплекса и коммутации с ПК.

Увеличение: 2.6х, 4.4х, 9.1х, 17.9х, 31х

Рабочее расстояние: 300 мм

Поле зрения: 8-71 мм

Особенности кольпоскопов КС-02 мод. 052:

- Пять фиксированных степеней увеличения.
- Возможность установки видео или фотокомплекса, подключения к компьютеру и использования специализированного медицинского программного обеспечения.
- Мощная галогеновая осветительная система.
- Сине-зеленый светофильтр для хромоскопии.
- Консольный эргономичный штатив на 6-ти колесном основании.
- Два колеса с фиксатором.
- Плавное и точное позиционирование оптической головки.

Сравнение кольпоскопов Оптимед КС-02

Модель	Увеличение	Штатив	Осветитель
КС-02 мод. 50	10х	прямой	светодиодный
КС-02 мод. 51	2.6х - 31х	прямой	галогеновый
КС-02 мод. 52	2.6х - 31х	поворотный	галогеновый
КС-02 мод. 54	10х	поворотный	светодиодный