

Кольпоскоп Оптимед КС-02 мод. 054

ФСР 2009/04483

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 300 мм, 10х

Оптимед ОАО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	2500 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	10х

Описание

Кольпоскоп Оптимед КС-02 мод. 054 – экономичные варианты кольпоскопов с фиксированным увеличением 10 крат и экономичной светодиодной осветительной системой. Предназначен для диагностики заболевания влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала и наружных половых органов.

- Увеличение:** 10х
Рабочее расстояние: 300 мм
Поле зрения: >20 мм

Особенности кольпоскопов КС-02 мод. 054:

- LED осветительная система со светодиодами двух типов
- Экономичность – большой ресурс осветительной системы.
- Электронная система для хромоскопии.
- Консольный эргономичный штатив на 6-ти колесном основании.
- Два колеса с фиксатором.
- Плавное перемещение и регулировка наклона оптической головки.
- Механизм диоптрийной коррекции.

Сравнение кольпоскопов Оптимед КС-02

Модель	Увеличение	Штатив	Осветитель
КС-02 мод. 50	10х	прямой	светодиодный
КС-02 мод. 51	2.6х - 31х	прямой	галогеновый
КС-02 мод. 52	2.6х - 31х	поворотный	галогеновый
КС-02 мод. 54	10х	поворотный	светодиодный