

Кольпоскоп ZMIR KC-02-100 Классик

РЗН 2019/8462

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 2.52х-30.15х, подключение камеры

Здоровый Мир ООО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	60000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	2.52х-30.15х
Подключение камеры	Да

Описание

Кольпоскоп KC-02-100 Классик – компактный и бюджетный кольпоскоп на прямом штативе. Отличается высокой надежностью, удобством и доступной ценой. Специально спроектирован для компактного использования. Кольпоскоп приспособлен для работы с большинством моделей гинекологических кресел.

Фокусное расстояние: 300 мм

Увеличение: 2.52х-30.15х (пятиступенчатое)

Изменение диоптрий: от -5 до +5 дптр

Освещенность: 60 000 Лк (LED)

Срок службы ламп: 60 000 часов

- ☐ В кольпоскоп встроен зелёный фильтр для лучшей визуализации патологических субэпителиальных сосудов и эпителиальных структур
- ☐ Прямой штатив не занимает много места и удобен при использовании в небольших кабинетах
- ☐ Возможность регулировки высоты оптической головки позволяет подстраивать ее на необходимую высоту для комфортной работы врача
- ☐ Мобильное Н-образное основание, 4 колеса с системой фиксации для обеспечения более стабильного положения прибора при исследовании

Возможна установка видеокomплекса и программного обеспечения.