

Кольпоскоп ZMIR KC-02-102 Классик

РЗН 2019/8462

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 2.52х-30.15х, подключение камеры

Здоровый Мир ООО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	60000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	2.52х-30.15х
Подключение камеры	Да

Описание

Кольпоскоп KC-02-102 Классик – компактный и бюджетный кольпоскоп на консольном штативе. Разработан с учетом рекомендаций врачей и отличается удобством использования для свободного позиционирования головы кольпоскопа в пространстве. Кольпоскоп приспособлен для работы с большинством моделей гинекологических кресел.

Фокусное расстояние: 300 мм

Увеличение: 2.52х-30.15х (пятиступенчатое)

Изменение диоптрий: от -5 до +5 дптр

Освещенность: 60 000 Лк (LED)

Срок службы ламп: 60 000 часов

- ☐ В кольпоскоп встроен зелёный фильтр для лучшей визуализации патологических субэпителиальных сосудов и эпителиальных структур
- ☐ Консольный штатив для свободного позиционирования плеча и оптической головы в рабочей зоне.
- ☐ Возможность регулировки высоты оптической головки позволяет подстраивать ее на необходимую высоту для комфортной работы врача
- ☐ Мобильное пятилучевое основание, 5 колёс с системой фиксации для обеспечения более стабильного положения прибора при исследовании
- ☐ Возможно крепление на стену (по запросу)

Возможна установка видеокomплекса и программного обеспечения