

Кольпоскоп ZMIR KC-02-200 Эконом

РЗН 2019/8462

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 263 мм, 12х

Здоровый Мир ООО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	60000 Лк
Рабочее расстояние	263 мм
Увеличение	12х

Описание

Кольпоскоп KC-02-200 Эконом – экономичный и компактный кольпоскоп на прямом штативе с фиксированным увеличением. Кольпоскоп приспособлен для работы с большинством моделей гинекологических кресел.

Фокусное расстояние: 263 мм

Увеличение: 12х (однократное)

Изменение диоптрий: от -5 до +5 дптр

Освещенность: 60 000 Лк (LED)

Срок службы ламп: 60 000 часов

- ☐ В кольпоскоп встроен зелёный фильтр для лучшей визуализации патологических субэпителиальных сосудов и эпителиальных структур
- ☐ Прямой штатив не занимает много места и удобен при использовании в небольших кабинетах
- ☐ Возможность регулировки высоты оптической головки позволяет подстраивать ее на необходимую высоту для комфортной работы врача
- ☐ Мобильное H-образное основание, 4 колеса с системой фиксации для обеспечения более стабильного положения прибора при исследовании

Без возможности подключения видеокомплекса