

Кольпоскоп ZMIR KC-02-202 Эконом

РЗН 2019/8462

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 250 мм, 5х-32.4х

Здоровый Мир ООО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	60000 Лк
Рабочее расстояние	250 мм
Увеличение	5х-32.4х

Описание

Кольпоскоп KC-02-202 Эконом – экономичный и удобный кольпоскоп с плавным (zoom) увеличением. Приспособлен для работы с большинством моделей гинекологических кресел.

Фокусное расстояние: 250 мм

Увеличение: 5х-32.4х (плавное)

Изменение диоптрий: от -5 до +5 дптр

Освещенность: 60 000 Лк (LED)

Срок службы ламп: 60 000 часов

- ☐ В кольпоскоп встроен зелёный фильтр для лучшей визуализации патологических субэпителиальных сосудов и эпителиальных структур
- ☐ Консольный штатив для свободного позиционирования плеча и оптической головы в рабочей зоне
- ☐ Возможность регулировки высоты оптической головки позволяет подстраивать ее на необходимую высоту для комфортной работы врача
- ☐ Мобильное пятилучевое основание, 5 колёс с системой фиксации для обеспечения более стабильного положения прибора при исследовании
- ☐ Возможно крепление к стене (по запросу)

Без возможности подключения видеокомплекса