

Кольпоскоп ZMIR KC-02-301 Zoom Комфорт

РЗН 2019/8462

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее  
расстояние 300 мм, 3.9х-27х, подключение камеры

Здоровый Мир ООО, Россия



Характеристики

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Вид                | оптический кольпоскоп |
| Источник света     | светодиод             |
| Освещенность       | 60000 Лк              |
| Рабочее расстояние | 300 мм                |
| Увеличение         | 3.9х-27х              |
| Подключение камеры | Да                    |

Описание

**Кольпоскоп KC-02-301 Zoom Комфорт** – оптимальный и компактный кольпоскоп на прямом штативе. Оптическая голова с плавной системой увеличения. Тринокулярная оптическая система с возможностью комфортной установки видеокамеры.

**Фокусное расстояние:** 300 мм  
**Увеличение:** 3.9х-27х (плавное)  
**Изменение диоптрий:** от -5 до +5 дптр

**Освещенность:** 60 000 Лк (LED)  
**Срок службы ламп:** 60 000 часов

**Варианты комплектации:**

- KC-02-301 Zoom Комфорт
- KC-02-301 Zoom Комфорт с видеокомплексом – цифровая камера, ножная педаль для фиксации изображения, программное обеспечение



- Тринокулярная оптическая голова для удобного подключения видеокomплекса через третий окуляр
- Импортная оптическая голова с плавной (zoom) системой увеличения. Возможность управления левой и правой рукой
- В кольпоскоп встроен зелёный фильтр для лучшей визуализации патологических субэпителиальных сосудов и эпителиальных структур
- Прямой штатив не занимает много места и удобен при использовании в небольших кабинетах
- Возможность регулировки высоты оптической головки позволяет подстраивать ее на необходимую высоту для комфортной работы врача
- Мобильное пятилучевое основание, 5 колёс с системой фиксации для обеспечения более стабильного положения прибора при исследовании