

Кольпоскоп ZMIR KC-02-302 Zoom Комфорт

РЗН 2019/8462

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 300 мм, 3.9х-27х, подключение камеры

Здоровый Мир ООО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	60000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	3.9х-27х
Подключение камеры	Да

Описание

Кольпоскоп KC-02-302 Zoom Комфорт – оптимальный и компактный кольпоскоп на консольном штативе. Отличается удобством использования для свободного позиционирования головы кольпоскопа в пространстве.

Фокусное расстояние: 300 мм
Увеличение: 3.9х-27х (плавное)
Изменение диоптрий: от -5 до +5 дптр

Освещенность: 60 000 Лк (LED)
Срок службы ламп: 60 000 часов

Варианты комплектации:

- KC-02-302 Zoom Комфорт
- KC-02-302 Zoom Комфорт с видеокомплексом – цифровая камера, ножная педаль для фиксации изображения, программное обеспечение



- Тринокулярная оптическая голова для удобного подключения видеокomплекса через третий окуляр
- Импортная оптическая голова с плавной (zoom) системой увеличения. Возможность управления левой и правой рукой
- В кольпоскоп встроен зелёный фильтр для лучшей визуализации патологических субэпителиальных сосудов и эпителиальных структур
- Консольный штатив обеспечивает свободное позиционирование плеча и оптической головы в рабочей зоне
- Возможность регулировки высоты оптической головки позволяет подстраивать ее на необходимую высоту для комфортной работы врача
- Мобильное пятилучевое основание, 5 колёс с системой фиксации для обеспечения более стабильного положения прибора при исследовании