

Кольпоскоп Carl Zeiss KSK 150 FC

ФСЗ 2008/02973

оптический кольпоскоп, рабочее расстояние 250 / 300 мм, 4х, 6х, 19х, 16х, 25х, подключение камеры, с фильтром

Carl Zeiss Microscopy, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Рабочее расстояние	250 / 300 мм
Увеличение	4х, 6х, 19х, 16х, 25х
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да

Описание

Carl Zeiss KSK 150 FC – универсальный высококачественный кольпоскоп с оптико-волоконным осветителем холодного света.

Рабочее расстояние: 250 мм, 300 мм

Увеличение: 4х, 6х, 19х, 16х, 25х (5-ступенчатое)

Диапазон точной фокусировки: 18 мм

Освещение:

- оптико-волоконный осветитель холодного света 12В (100 Вт)
- возможность регулировки яркости
- встроенный бесцветный фильтр

Характеристики Carl Zeiss 150 FC:

- Высокоинтенсивный оптико-волоконный осветитель со встроенным световодом.
- Удобные регуляторы, рассчитанные на управление одной рукой.
- Большой диапазон точной фокусировки, 5-позиционная регулировка увеличения.
- Широкоугольная оптика, обеспечивающая максимальное поле зрения, великолепный панорамный вид.
- Напольный штатив на колесах или адаптер-подвеска для гинекологического кресла.

Дополнительные принадлежности:

- Видеокамера
- Средства видеодокументирования

- Лазерная насадка