

Кольпоскоп Leisegang 1D LED

РЗН 2016/3962

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 7.5x / 15x / 30x, подключение камеры, с фильтром

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	52000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	7.5x / 15x / 30x
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да

Описание

Кольпоскоп Leisegang 1D LED применяется в гинекологической практике для обнаружения патологических и воспалительных процессов, а также исследования ткани внутренних половых органов.

Достоинства кольпоскопа:

- благодаря тому, что лучи света встречаются на расстоянии 3 см, зрительная система специалиста не подвергается нагрузке;
- удобное регулирование приводов высоты и угла наклона платформы, а также настройка фокуса обеспечивают высокую точность диагностики;
- благодаря съемным кольцам окулярной крышки имеется возможность пользоваться бинокулярным кольпоскопом в очках;
- коррекция белого света обеспечивает четкость и контрастность получаемого изображения;
- прибор занимает мало пространства и не вызывает сложностей при использовании;
- минималистичный дизайн;
- кольпоскоп совместим с другими устройствами (фото- или видеоадаптеры, микроманипуляторы);
- LED прожектор позволяет устройству бесперебойно работать на протяжении более 20 лет;
- кольпоскоп может использоваться автономно или крепиться на гинекологическом кресле.