

Кольпоскоп Leisegang 1DW LED

РЗН 2016/3962

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 3.75х-15х, подключение камеры, с фильтром

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	52000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	3.75х-15х
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да

Описание

Особенности кольпоскопа 1DS LED:

- наличие регулируемого светодиодного освещения;
- светодиоды белого цвета потребляют мощность 10Вт, при этом имеют высокую интенсивность освещения;
- равномерная регулировка позволяет точно устанавливать освещение;
- срок эксплуатации до 20 лет;
- цветовая температура, соответствующая естественному освещению, не влияет на качество картинки и не искажает цвет;
- спектральный интервал светодиодов позволяет создавать высокий контраст изображения;
- невысокое потребление электроэнергии;
- наличие встроенных видео- и аудио- адаптеров позволяет фиксировать изображение для подтверждения диагноза.