

Кольпоскоп Leisegang 3ML LED

РЗН 2016/3962

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 7.5х / 15х / 30х, подключение камеры, с фильтром

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	52000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	7.5х / 15х / 30х
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да