

Кольпоскоп Leisegang 3MLS LED 1/2

РЗН 2016/3962

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 300 мм, 3.75x / 7.5x / 15x, с фильтром

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	35000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	3.75x / 7.5x / 15x
Фильтр	Да

Описание

Кольпоскоп 3MLS LED 1/2 отличается простотой использования и низким требованием к пространству. Тонкий, элегантный дизайн обеспечивает надежную стабильность, что позволяет максимально возможное движение для точного позиционирования.

Кольпоскоп оснащен плавной регулировкой белого света светодиодного освещения. Более высокая интенсивность света это четкий превосходный контраст, что приводит к более точному диагнозу.

Стереоптика позволяет внимательно рассмотреть исследуемое поле в трех измерениях, сохраняя резкую картинку не только на переднем фоне, но и на большой глубине поля обзора. При этом не происходит искажение по цветовой передаче изображения, что позволяет врачу внимательно рассмотреть и поверхностную структуру, и сосудистый рисунок выбранного участка. Края поля обзора сохраняют четкую структуру и также не имеют цветового искажения.