

Кольпоскоп Leisegang 3MLS LED 1

РЗН 2016/3962

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 300 мм, 7.5х / 15х / 30х, подключение
камеры, с фильтром

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	35000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	7.5х / 15х / 30х
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да