

Кольпоскоп Leisegang 3MVC LED USB

РЗН 2016/3962

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 7.5х / 15х / 30х, подключение камеры

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	52000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	7.5х / 15х / 30х
Подключение камеры	Да

Описание

Видеокамера: встроенная, 1.3 Мп, интерфейс USB 2.0.