

Кольпоскоп Leisegang 3MVCW LED

РЗН 2016/3962

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 7.5х / 15х / 30х, подключение камеры, с фильтром

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	52000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	7.5х / 15х / 30х
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да

Описание

Преимуществами кольпоскопа Leisegang 3MVCW LED USB являются:

- встроенная видеокамера, позволяющая вести полноценную фото и видео съемку во время процедур;
- USB интерфейс дает возможность загружать полученный материал на внешний носитель;
- удобные окуляры расположены под углом 45 к оси объектива.