

Кольпоскоп Leisegang 3MVS LED Y/C NTSC

РЗН 2016/3962

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 300 мм, 3.75х / 7.5х / 15х, с фильтром

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	35000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	3.75х / 7.5х / 15х
Фильтр	Да