

Кольпоскоп Ecleris Microstar C-100

ФСЗ 2008/02248

оптический кольпоскоп, галогенная лампа, рабочее расстояние 200 / 250 / 300 / 400 мм, 4x / 6x / 10x / 16x / 25x, подключение камеры, с фильтром

ECLERIS S.R.L., Аргентина



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа
Рабочее расстояние	200 / 250 / 300 / 400 мм
Увеличение	4x / 6x / 10x / 16x / 25x
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да

Описание

Особенности кольпоскопа MICROSTAR C-100:

- увеличенный угол обзора за счет использования широкоугольного окуляра;
- тбус может быть представлен в наклонном или прямом исполнении;
- большое разрешение картинки в высоком качестве достигается благодаря современной немецкой оптике Zeiss;
- стандартная комплектация предусматривает использование зеленого фильтра;
- равномерное яркое освещение обеспечивает галогеновая система освещения, оснащенная оптоволоконным световодом серии Halolux 150 Duo;
- удобство применения оборудования и его простое позиционирование достигается благодаря сбалансированной современной конструкции;
- легко совмещается с видеокамерой PRO-sam (оборудование, которое при необходимости приобретается отдельно). К видеокамере прилагается программное обеспечение Endodigi, позволяющее систематизировать и быстро обрабатывать все полученные в ходе исследования видеоматериалы;
- чрезвычайная устойчивость при небольших габаритах.