

Видеокольпоскоп Topmed Colposcope HD

РЗН 2017/6192

цифровой видеокольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 240-300 мм, 24х, с фильтром

ECLERIS S.R.L., Аргентина



Характеристики

Вид	цифровой видеокольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	20000 Лк
Рабочее расстояние	240-300 мм
Увеличение	24х
Фильтр	Да

Описание

Видеокольпоскоп Topmed Colposcope HD предназначен для визуального исследования и диагностирования заболеваний влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала, наружных половых органов в процессе гинекологических и онкогинекологических исследований, применяется в смотровых гинекологических кабинетах поликлиник, больниц, санаториев и домов отдыха.

В нем использована видеокамера высокого разрешения (HD) с высококачественной оптической системой, дающей возможность изучения деталей исследуемой области с многократным 24-кратным оптическим увеличением (зумом). Камера 720p обеспечивает превосходную детализацию и цветопередачу.

- Программное обеспечение ColpoZoom, разработанное на актуальной программной платформе в сотрудничестве с высококлассными специалистами в области кольпоскопии и ведущими врачами-гинекологами.
- Встроенный справочник для отчётов.
- Удобная и мобильная стойка.
- Эргономичный дизайн.