

Кольпоскоп Микромед КС-1-300 LED

РЗН 2013/1155

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 3.75x / 7.5x / 15x

Yunnan Yunao Optoelectronics Co.Ltd., Китай



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	10000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	3.75x / 7.5x / 15x

Описание

Кольпоскоп Микромед КС-1-300 LED

Отличительные особенности:

- плавно регулируемые устройства для грубой и тонкой фокусировки;
- прекрасное качество оптики с превосходной прозрачностью;
- индивидуально регулируемая визуальная бинокулярная насадка для истинно стереоскопического наблюдения;
- универсальный шаровой шарнир из Тефлона®, который не нужно затягивать или регулировать, и который обеспечивает плавное перемещение при грубой фокусировке;
- экономящая пространство небольшая опорная поверхность: длина 14", ширина 12";
- внутренний кабель электропитания, снижающий помехи
- четкий, яркий светодиодный осветитель с длительным сроком службы;
- измерительные окружности в окуляре и таблица размеров окружностей для различных увеличений объектива позволяют быстро производить измерения исследуемых участков.