

Кольпоскоп Микромед КС-2

РЗН 2013/1155

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 215 / 260 мм, 16х, с фильтром

Yunnan Yunao Optoelectronics Co.Ltd., Китай



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Рабочее расстояние	215 / 260 мм
Увеличение	16х
Фильтр	Да

Описание

Достоинства Кольпоскопа Микромед КС-2:

- совершенная оптика;
- оптимальное освещение;
- идеальные возможности документирования и предоставления информации пациентам;
- демонстрационный канал для ассистента;

Основные особенности:

- высокоинтенсивный оптико-волоконный осветитель со встроенным световодом;
- регулировка яркости освещения;
- 5-позиционная регулировка увеличения;
- два объектива дают возможность подобрать оптимальное рабочее расстояние для различных операций;
- удобные рукоятки настройки;
- широкоугольная оптика, обеспечивающая максимальное поле зрения, великолепный панорамный вид.