

Кольпоскоп Meiji Techno MJ 9000

ФСЗ 2009/05819

оптический кольпоскоп, галогенная лампа, рабочее  
расстояние 300 мм, 4х / 6х / 10х / 16х / 25х,  
подключение камеры, с фильтром

Meiji Techno Co. Ltd., Япония



Характеристики

---

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Вид                | оптический кольпоскоп     |
| Источник света     | галогенная лампа          |
| Освещенность       | 80000 Лк                  |
| Рабочее расстояние | 300 мм                    |
| Увеличение         | 4х / 6х / 10х / 16х / 25х |
| Подключение камеры | Да                        |
| Фильтр             | Да                        |