

Кольпоскоп НИЦ Сканер МК-400

РЗН 2017/5489

оптический кольпоскоп / цифровой видеокольпоскоп,
светодиод, 10х, с фильтром

Научно-инженерный центр Сканер ООО, Украина



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп / цифровой видеокольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	5000 Лк
Увеличение	10х
Фильтр	Да

Описание

Кольпоскоп Scanner МК-400 – современный монокулярный оптический прибор с высокими потребительскими качествами на устойчивом напольном штативе с удобной системой рычагов на подшипниковом ходу. Высококачественная просветленная оптика и мощный светодиодный (LED) источник света создают превосходное качество изображения.

Рабочее расстояние: 250 мм

Увеличение: 10х

Поле зрения: 24 мм

Видеосистема помогает:

- облегчить контакт с пациенткой и повысить её доверие к врачу и клинике посредством визуального представления диагноза и процесса протекания лечения;
- делать снимки высокого качества с помощью кнопки, удобно расположенной на головке кольпоскопа;
- создать комфортные условия для пациентки при проведении обучения врачей.

Цифровая видеокамера (USB 2.0 - Digital) обеспечивает:

- высокое качество видеозображения в режиме трансляции (до 960×720 пикселей (15 кадр/сек) или 640×480 пикселей (30 кадр/сек);
- получение снимков с разрешением до 8 млн. пикселей;
- идеальную цветопередачу кольпоснимков за счет большой глубины регулировки цветности, контраста, яркости и баланса белого.