

Кольпоскоп модульный Орион Медик КМ-1

ФСР 2011/11099

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 300 мм, 24х, с фильтром

Орион Медик ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	10000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	24х
Фильтр	Да

Описание

Кольпоскоп модульный Орион Медик КМ-1

Описание:

- возможность регулировки уровня освещенности;
- широкоугольные окуляры;
- перемещение по вертикали при помощи телескопической стойки;
- вращение насадки вокруг вертикальной оси;
- наклон насадки по горизонтальной оси и фиксация под выбранным углом.