

Кольпоскоп модульный Орион Медик КМ-2

ФСР 2011/11099

оптический кольпоскоп, галогенная лампа, рабочее
расстояние 300 мм, 4.3х / 6.4х / 10.7х / 17х / 26.7х

Орион Медик ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа
Освещенность	20000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	4.3х / 6.4х / 10.7х / 17х / 26.7х

Описание

Кольпоскоп модульный Орион Медик КМ-1

Описание:

- возможность регулировки уровня освещенности;
- широкоугольные окуляры;
- перемещение по вертикали при помощи телескопической стойки;
- вращение насадки вокруг вертикальной оси;
- наклон насадки по горизонтальной оси и фиксация под выбранным углом.