

Кольпоскоп напольный бинокулярный Зенит КН6-04-01 LED

РЗН 2013/1135

оптический кольпоскоп, галогенная лампа, рабочее расстояние 300 мм, 7.5х / 15х / 30х, подключение камеры

Красногорский завод им. С.А. Зверева ПАО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа
Освещенность	18000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	7.5х / 15х / 30х
Подключение камеры	Да

Описание

Кольпоскоп КН6-04-01LED-«Зенит» предназначен для наблюдения с увеличением стереоскопического изображения рабочего поля при обследованиях и диагностике заболеваний в гинекологии и акушерстве.

- Рабочее расстояние:** 300 мм
Увеличение: 7.5х, 15х, 30х
Диаметр поля зрения: 50 мм, 25 мм, 12 мм
Диоптрийная регулировка: от -7 до +7 дптр.

- Тип освещения:** светодиод
Диаметр освещаемого поля: 70 мм
Освещенность: 10000 Лк

- Преимущества Зенит КН6-04-01 LED:**
- Рабочее расстояние 300 мм для оптимальной работы врача.
 - Конвергентная оптическая система снижает утомляемость глаз при рутинных исследованиях.
 - Объемное изображение позволяет детально рассмотреть структуру и состояние кровеносных сосудов, синезеленый фильтр позволяет их контрастно выделить.
 - Штативное устройство обеспечивает вращение стереомикроскопа вокруг оси на любой угол, регулировку высоты и фокусировку любой части наблюдения.