

Кольпоскоп напольный бинокулярный Зенит КН6-02

ФСР 2007/00118

оптический кольпоскоп, галогенная лампа, рабочее расстояние 300 мм, 7.5х / 15х / 30х

Красногорский завод им. С.А. Зверева ПАО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа
Освещенность	15000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	7.5х / 15х / 30х

Описание

Кольпоскоп КН6-02-«Зенит» – предназначен для наблюдения с увеличением стереоскопического изображения рабочего поля при обследованиях и диагностике заболеваний в гинекологии и акушерстве.

Рабочее расстояние: 300 мм

Увеличение: 7.5х, 15х, 30х

Диаметр поля зрения: 50 мм, 25 мм

Диоптрийная регулировка: от -7 до +7 дптр.

Тип освещения: галогеновая лампа

Диаметр освещаемого поля: 70 мм

Освещенность: 3000-10000 Лк

Особенности:

- Рабочее расстояние 300 мм для оптимальной работы врача.
- Конвергентная оптическая система снижает утомляемость глаз при рутинных исследованиях.
- Объемное изображение позволяет детально рассмотреть структуру и состояние кровеносных сосудов, синезеленый фильтр позволяет их контрастно выделить.
- Штативное устройство обеспечивает вращение стереомикроскопа вокруг оси на любой угол, регулировку высоты и фокусировку любой части наблюдения.