

Кольпоскоп напольный бинокулярный Зенит КНб-03

ФСР 2007/00118

оптический кольпоскоп, галогенная лампа, рабочее расстояние 300 мм, 10х

Красногорский завод им. С.А. Зверева ПАО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа
Освещенность	15000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	10х

Описание

Кольпоскоп КНб-03-«Зенит» – модель бюджетного класса. Прибор предназначен для скрининговых исследований и осмотров в амбулаторно-поликлинической практике

Снят с производства!

Рабочее расстояние: 300 мм

Увеличение: 10х

Диаметр поля зрения: 34 мм

Диоптрийная регулировка: от -7 до +7 дптр.

Тип освещения: галогеновая лампа

Диаметр освещаемого поля: 52 мм

Освещенность: до 15 000 Лк

Особенности:

- Оптическая система Грену обеспечивает реальный стереоэффект, большую глубину резкости, увеличенный размер поля зрения при соответствующей кратности.
- Многослойная просветленная оптика обеспечивает конвергентный ход лучей, снижает утомляемость глаз.
- Большое рабочее расстояние делает удобной работу с инструментами.
- Удобное крепление оптической головки кольпоскопа.
- Простое и надежное ручное позиционирование.