

Кольпоскоп напольный бинокулярный Зенит КН6-04 LED

РЗН 2013/1135

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 7.5х / 15х / 30х, подключение камеры

Красногорский завод им. С.А. Зверева ПАО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	2500 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	7.5х / 15х / 30х
Подключение камеры	Да

Описание

Кольпоскоп КН6-04LED-«Зенит» предназначен для наблюдения с увеличением стереоскопического изображения рабочего поля при обследованиях и диагностике заболеваний в гинекологии и акушерстве.

- Рабочее расстояние:** 300 мм
- Увеличение:** 7.5х, 15х, 30х
- Диаметр поля зрения:** 50 мм, 25 мм, 12 мм
- Диоптрийная регулировка:** от -7 до +7 дптр.

- Тип освещения:** светодиод
- Диаметр освещаемого поля:** 70 мм
- Освещенность:** 10000 Лк

Преимущества Зенит КН6-04 LED:

- Встроенная видеосистема позволяет наблюдать картину в реальном времени, записывать видеофрагменты и фотографии.
- Рабочее расстояние 300 мм для оптимальной работы врача.
- Конвергентная оптическая система снижает утомляемость глаз при рутинных исследованиях.
- Объемное изображение позволяет детально рассмотреть структуру и состояние кровеносных сосудов, синезеленый фильтр позволяет их контрастно выделить.

- Штативное устройство обеспечивает вращение стереомикроскопа вокруг оси на любой угол, регулировку высоты и фокусировку любой части наблюдения.
- Возможность подключения программного обеспечения.

Встроенный цифровой блок фото / видео:

Тип и размер матрицы КМОП: 1 / 2.5 "

Максимальное разрешение: 2592×1944

Подключение: USB 2.0

Электропитание: 500 мА