

Кольпоскоп оптический ALScope

РЗН 2017/5244

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 300 мм, 3.75х / 7.5х / 15х, с фильтром

Biomedicinos technika, Литва



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	25000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	3.75х / 7.5х / 15х
Фильтр	Да

Описание

Бинокулярный кольпоскоп ALScope

Основные преимущества:

- высококачественная апохроматическая оптика;
- мощный регулируемый светодиодный осветитель;
- трёхступенчатая настройка увеличения;
- встроенная цифровая камера с USB-интерфейсом;
- удобное и функциональное программное обеспечение;
- эргономичная стойка: пантографический рычаг, столик для инструментов, монитор пациента 19 дюймов.