

Кольпоскоп Optomic OP-C5

ФСЗ 2010/07223

оптический кольпоскоп, галогенная лампа / светодиод,
рабочее расстояние 250 / 300 мм, 3х / 4х / 5х / 6х / 7х /
9х / 11х / 14х / 18х, подключение камеры, с фильтром

OPTOMIC ESPANA S.A., Испания



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа / светодиод
Рабочее расстояние	250 / 300 мм
Увеличение	3х / 4х / 5х / 6х / 7х / 9х / 11х / 14х / 18х
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да

Описание

Особенности кольпоскопа Optomic OP-C5:

- объектив 250 мм, с возможностью регулировки диоптрий для четкого изображения;
- окуляры оснащены широкоугольной оптической системой, обеспечивающей максимальное поле обзора и качественный панорамный вид;
- стереоскопическая головка кольпоскопа с возможностью регулировки угла обзора;
- 5-ступенчатая регулировка увеличения от 4 до 22 раз с объективом f=250;
- мощный оптико-волоконный осветитель со встроенным световодом и системой «холодного света»;
- коаксиальная система освещения;
- удобные регуляторы увеличения и позиционирования головки, рассчитанные на управление одной рукой, с блокировочной кнопкой для фиксации кольпоскопа в определенном положении;
- крепежная стойка на колесиках
- простое ручное позиционирование и удобное вращающееся крепление головки кольпоскопа, а также движение штатива кольпоскопа в горизонтальной плоскости.
- удобное крепление позволяет регулировать высоту кольпоскопа относительно пола;
- возможность подключения CO2 лазера
- возможностью установки интегрированной видеокамеры для документирования результатов и предоставления информации пациентам;
- 1020×700×150 мм.