

Кольпоскоп Sensitec OC-100

РЗН 2013/433

оптический кольпоскоп, галогенная лампа / светодиод,
рабочее расстояние 300 мм, 4x / 6x / 10x / 16x / 25x,
подключение камеры, с фильтром

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа / светодиод
Освещенность	52000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	4x / 6x / 10x / 16x / 25x
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да

Описание

Отличительные особенности Sensitec OC-100:

- наличие высококачественной апохроматической оптики, которая имеет антирефлексное покрытие;
- оптика изготовлена из технологичного стекла производителя Schott. Позволяет выполнить пятиступенчатое увеличение. Линзы позволяют получить четкую и яркую картинку исследуемого участка без бликов;
- источник света можно выбирать любой - светодиоды, галоген или ксенон;
- ручной регулятор яркости;
- штативы выпускаются трех видов: напольные прямые или пантографические, а также с настенным креплением.