

Видеокольпоскоп Sensitec VC-100

РЗН 2013/433

цифровой видеокольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 200 / 300 мм, 36х, с фильтром

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Вид	цифровой видеокольпоскоп
Источник света	светодиод
Рабочее расстояние	200 / 300 мм
Увеличение	36х
Фильтр	Да

Описание

Видеокольпоскоп Sensitec VC-100 имеет два типа штативов: прямой и пантографический.

Прямой штатив позволяет изменять высоту видеокамеры, углы наклона и вращения. Кольпоскоп на прямом штативе отлично подходит для малогабаритных кабинетов гинеколога.

Пантографический штатив дает возможность двигать видеокамеру по 3-м плоскостям. Штатив имеет систему автобаланса веса, что позволяет удобно перемещать кольпоскоп относительно пациент.