

Кольпоскоп Wallach ZoomScope

ФСЗ 2008/02357

оптический кольпоскоп, галогенная лампа / светодиод,
рабочее расстояние 300 мм, 4.5х-20х, с фильтром

Wallach Surgical Device, США



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа / светодиод
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	4.5х-20х
Фильтр	Да

Описание

Особенности кольпоскопа Wallach ZoomScope:

- плавное увеличение;
- регулировка по высоте 86-116 см, есть стойки до 101 см и до 139 см;
- полипозиционный штатив
- совместим с другим объективом (расстояние 180 мм, увеличение 7х - 30х);
- встроенная USB-видеокамера опционально;
- базовый галогеновый осветитель (+ зеленый фильтр);
- совместим со светодиодным модулем Trulight;
- совместим с Digital Management Colposcopic System для ПК.