


Кольцо офтальмологическое внутрикапсульное КПВ-ЭТП-МГ

ФСР 2008/02436

форма овальная, материал олигокарбонатметакрилат,
количество петель 2

ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад.
С.Н. Федорова, Россия



Характеристики

Форма	овальная
Материал	олигокарбонатметакрилат
Количество петель	2

Дополнительные характеристики

Кольцо полимерное офтальмологическое внутрикапсульное **КПВ-ЭТП-МГ** для расправления хрусталиковой сумки и натяжения его капсулы, стерильное.

Исполнение, №	Диаметр капсулы, мм
1 – 1563	11
2 – 1563-01	12
3 – 1563-02	13