


Электроэнцефалограф Мицар ЭЭГ-10/70-201

ФСР 2009/05049

каналы ЭЭГ 23 шт., 4 дополнительных
полиграфических канала (ЭКГ/ ЭМГ / ЭОГ / дыхание),
фотостимулятор / фоностимулятор

Мицар ООО, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	23 шт.
Дополнительные каналы	4 дополнительных полиграфических канала (ЭКГ/ ЭМГ / ЭОГ / дыхание)
Методики	- рутинное ЭЭГ - видео-ЭЭГ мониторинг - амбулаторная ЭЭГ - электрокортикография
Стимуляторы	фотостимулятор / фоностимулятор

Функции

Подключение к ПК	Да
------------------	----

Дополнительные характеристики

- частота квантования: 2000 Гц с понижением до 250 Гц;
- аналого-цифровой преобразователь: 24 разряда;
- входной диапазон ± 300 мВ;
- фильтр верхних частот: 0(DC)-15 Гц;
- фильтр нижних частот: 15, 30, 70 Гц;
- высокое качество изображения пациента днем и ночью с IP камер разрешения FullHD или выше;
- точная синхронизация ЭЭГ с видеоизображением;
- простое формирование видеороликов с просмотром на стандартном ПК;
- синхронная регистрация с ЭЭГ и сохранение в файле подэлектродного импеданса, что позволяет врачу оценивать качество установки электродов при регистрации и просмотре многочасовых записей ЭЭГ в режиме;
- возможность проведения многочасовых амбулаторных ЭЭГ исследований при предоперационной подготовке в сопровождении синхронной видеофиксации;
- построение различных трендов ЭЭГ для длительных ЭЭГ записей;
- электроды, системы их фиксации, электрошапочки для длительного мониторинга ЭЭГ пациентов любого возраста;

- варианты исполнения: стационарный, портативный и телеметрический;
- специализированные курсы по Видео-ЭЭГ мониторингу на рабочем месте для врачей в Санкт-Петербурге.