

Комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника «Акватракцион»

ФСР 2011/11890

гидромассажная ванна, полное погружение, встроенный подъемник, вытяжение грудное / поясничное / шейное, величина растягивающей силы 2-60 кг, хромотерапия, дисплей, душ



Научно-внедренческое предприятие Орбита ООО, Россия

Характеристики

Вид ванны	гидромассажная
Тип ванны	полное погружение
Емкость	680 л
Продолжительность процедуры	30 мин
Встроенный подъемник	Да
Вытяжение	Да
Вид вытяжения	грудное / поясничное / шейное
Величина растягивающей силы	2-60 кг

Терапия

Аэромассаж	Да
Хромотерапия	Да

Общие параметры

Дисплей	Да
Душ	Да
Индикатор температуры	Да
Подводный массаж	Да
Размеры	2600×1100×1200 мм

Описание

Вес пациента на аппарате - 150 кг. Сила вытяжения устанавливается: для шейного отдела от 2 до 15 кг., для пояснично-крестцового отдела от 2 до 60 кг.