

Электрокардиограф ТРИММ Медицина Тредекс-ТТ-КДКП

ФСР 2010/08234

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя, подключение к ПК, вес 0.15 кг



ТРИММ МЕДИЦИНА ООО, Россия

Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Встроенные возможности	подключение к ПК
Вес	0.15 кг

Описание

Электрокардиограф ТРИММ Медицина Тредекс-ТТ-КДКП способен дистанционно передавать и получать цифровой сигнал 12-канальной синхронной синфазной электрокардиограммы пациента со 100% достоверностью на любых каналах связи: проводные линии, мобильные телефоны, телефоны стандарта DECT, рации и радиостанции любого диапазона, спутниковые каналы связи. **Тредекс-ТТ-КДКП** обеспечивает передачу стандартной 12-канальной электрокардиограммы цифрового качества длительностью 10 сек. с комплекта транстелефонной электрокардиографии (СДЭ) на удаленный приемный кардиологический дистанционно-диагностический центр (КДДЦ) с последующей консультацией специалиста в режиме одного телефонного звонка.

Особенности Тредекс-ТТ-КДКП:

- регистрация транстелефонной ЭКГ по 12 синхронным стандартным каналам;
- простота и универсальность работы — звонок, запись и передача ЭКГ на ЛЮБОМ телефоне (проводной, мобильный, радиотелефон, спутник, рация), а консультация специалиста проходят во время одного телефонного звонка;
- малое время передачи ЭКГ - 2 минуты;
- прием ЭКГ производится на компьютер (КДКП);
- профессиональное качество регистрируемой ЭКГ, не уступающее лучшим образцам стационарной электрокардиографической аппаратуры;
- хранение неограниченного количества и передача данных при использовании планшетного ПК;
- гарантированно высокое качество ЭКГ за счет использования цифровой передачи сигнала по акустическому каналу, позволяющее вести диагностику любых кардиологических заболеваний (ИБС, ОИМ, аритмии различной этиологии и др).