

Комплекс физиотерапевтический «Атланта» (с электронной системой подводного горизонтального вытяжения позвоночника)

ФСР 2010/07813

бальнеологическая ванна, полное погружение,
заполнение вода минеральная, полезный объем 800
л, встроенный подъемник, вытяжение грудное /
поясничное / шейное, электронное вытяжение,
величина растягивающей силы 7-60 кг, дисплей



Физиотехника ООО, Россия

Характеристики

Вид ванны	бальнеологическая
Тип ванны	полное погружение
Тип заполнения	вода минеральная
Полезный объем	800 л
Емкость	1200 л
Встроенный подъемник	Да
Вытяжение	Да
Вид вытяжения	грудное / поясничное / шейное
Режим вытяжения	электронное вытяжение
Величина растягивающей силы	7-60 кг

Общие параметры

Дисплей	Да
Подключение горячей и холодной воды	Да
Размеры	2100×800×620 мм

Описание

Габариты:

- габаритные размеры комплекса с подъемником - 2600×1250×1900;
- габаритные размеры комплекса без подъемника - 2600×1010×1050;
- внутренние размеры ванны (Д×Ш×В) - 2100×800×620.

Технические характеристики:

- время наполнения ванны (при давлении воды в подводящем трубопроводе 4,5 бар) - 9 ± 1 мин.;
- время слива ванны - 6-7 мин.;
- функция «быстрый слив» - 2.5 мин.;
- диаметр сливного отверстия - 50 мм;
- отклонение показаний термометра от фактической температуры воды - ± 2 °C;
- максимальный рост/вес пациента при процедуре вытяжения - 195 см/135 кг;
- усилие вытяжения позвоночника - от 7 до 60 кг
- масса ванны стандартной комплектации (масса ванны может меняться в зависимости от комплектации) - 200 кг;
- масса подъемника - 85 кг;
- давление в шланге ПДМ - от 1 до 5 бар (на насадке с меньшим диаметром);
- номинальное напряжение - 220-240В;
- номинальная потребляемая мощность гидронасоса для ПДМ - до 1100Вт;
- номинальная потребляемая мощность аэрокомпрессор - 700Вт;
- уровень шума - 55 дБА;
- мощность насоса (функция «быстрый слив») - 500Вт;
- номинальная потребляемая мощность Лампы хромотерапии - до 150Вт;
- отклонение показаний встроенного манометра от фактического давления в шланге ПДМ - ± 0.1 бар.