

Электродэнцефалограф Компакт-нейро (16 каналов)

ФСР 2011/11685

каналы ЭЭГ 16 шт., фотостимулятор /
фоностимулятор

НМФ Нейротех ООО, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	16 шт.
Методики	- диагностика эпилептических изменений в ЭЭГ - регистрация ЭЭГ сна - динамическая оценка функциональной активности мозга
Стимуляторы	фотостимулятор / фоностимулятор
Частота дискретизации	512 Гц
Уровень шума	1.5 мкВ

Функции

Подключение к ПК	Да
------------------	----