

Электроэнцефалограф Компакт-нейро (24 канала)

ФСР 2011/11685

каналы ЭЭГ 21 шт., 3 полиграфических канала,
фотостимулятор / фоностимулятор

НМФ Нейротех ООО, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	21 шт.
Дополнительные каналы	3 полиграфических канала
Методики	- диагностика эпилептических изменений в ЭЭГ - регистрация и анализ ЭЭГ сна (с видеомониторингом) - динамическая оценка функциональной активности мозга
Стимуляторы	фотостимулятор / фоностимулятор
Частота дискретизации	512 Гц
Уровень шума	1.5 мкВ

Функции

Подключение электродной шапочки	Да
Подключение к ПК	Да

Дополнительные характеристики

Возможно проводить как рутинные исследования, так и длительные (ночные) записи с видеомониторингом.