

Комплекс «Мицар-РЕО»

ФСР 2009/05048

интегральная реография по Тищенко /
кардиоритмографии / реовазография /
реогепатография / реография лёгочной артерии /
реоофтальмография / реоэнцефалография /
тетрополярная грудная реография по Кубичеку

Мицар ООО, Россия



Характеристики

Поддерживаемые методики	интегральная реография по Тищенко / кардиоритмографии / реовазография / реогепатография / реография лёгочной артерии / реоофтальмография / реоэнцефалография / тетрополярная грудная реография по Кубичеку
Количество каналов	8 РЕО, из них 4 дифференциальных, и 1 канал ЭКГ
Схема регистрации	биполярная или тетраполярная
Подключение к ПК	Да

Дополнительные характеристики

Комплекс предназначен для проведения клинических исследований системы кровоснабжения методом реографии как в условиях медицинских учреждений, так и при выездных обследованиях.