

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический ZERTS Multifunction ENERGY Plus

ФСР 2010/07847

двойной базовый модуль, с блоком света, с
выдвижными ящиками, с лотком, с поверхностью для
хранения инструментов, с радиохирургическим
прибором, с эвакуацией дыма

ЗЕРЦ ООО, Россия



Характеристики

Базовый модуль	двойной
Блок света	Да
Выдвижные ящики	Да
Емкость для лекарственных форм	Да
Лоток	Да
Поверхность для хранения инструментов	Да
Радиохирургический прибор	Да
Эвакуация дыма	Да

Дополнительные характеристики

ENERGY Plus - компактная версия гинекологического комбайна ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН с радионожом и эвакуатором дыма. Идеально подходит для амбулаторной гинекологии, сочетая в себе необходимые функции. Может выступать как дополнительный модуль для радиохирургии.

Особенности:

- металлический корпус 110×59×107 см с антимикробным покрытием, выбор цвета из 10 оттенков;
- интегрированный радиохирургический аппарат BM-780 II (SUTTER, Германия);
- система аспирации дыма;
- 4 ящика для хранения инструментов с доводчиками;
- подвижная консоль для инструментов;
- 4 антистатичных поворотных колеса с тормозом;
- три ступени в системе фильтрации: предварительный одноразовый фильтр, угольный фильтр для продуктов горения, HEPA-фильтр тонкой очистки;
- светодиодная панель (опция);
- бактерицидная лампа (опция);
- окраска корпуса в нестандартный цвет (опция).