

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический ZERTS Multifunction ENERGY

ФСР 2010/07847

одинарный базовый модуль, с блоком света, с
поверхностью для хранения инструментов, с
радиохирургическим прибором, с эвакуацией дыма

ЗЕРЦ ООО, Россия



Характеристики

Базовый модуль	одинарный
Блок света	Да
Емкость для лекарственных форм	Да
Поверхность для хранения инструментов	Да
Радиохирургический прибор	Да
Эвакуация дыма	Да

Дополнительные характеристики

ENERGY - компактная версия гинекологического комбайна ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН. Идеально подходит для амбулаторной гинекологии, сочетая в себе необходимые функции. Может выступать как дополнительный модуль для радиохирургии.

Создает идеальные условия для конизации или биопсии шейки матки, обеспечивая тонкий разрез с минимальным повреждением ткани, мягкую коагуляцию.

Особенности:

- металлический корпус 51×59×107 см с антимикробным покрытием, выбор цвета из 20 оттенков;
- интегрированный радиохирургический аппарат BM-780 II (SUTTER, Германия);
- многоразовые автоклавируемые инструменты;
- совмещенная система аспирации дыма и газов с радиножом;
- три ступени в система фильтрации: предварительный одноразовый фильтр, угольный фильтр для продуктов горения; - HEPA-фильтр тонкой очистки. Момент смены фильтров позволяет точно отследить счетчик времени работы системы;
- удобная эргономичная верхняя панель;
- консоль для контейнеров и емкостей;
- подвижная консоль для инструментов;
- осветительный блок для гистероскопов (опция);
- бактерицидная лампа (опция).