

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический ZERTS Multifunction GIN perfect

ФСР 2010/07847

двойной базовый модуль, с креслом пациента, со
стулом врача, с выдвижными ящиками, с
радиохирургическим прибором, с управлением
инструментарием, с эвакуацией дыма, с монитором

ЗЕРЦ ООО, Россия



Характеристики

Базовый модуль	двойной
Гинекологическое кресло	Да
Стул врача	Да
Выдвижные ящики	Да
Радиохирургический прибор	Да
Управление инструментарием	Да
Подогрев инструментов	Да
Эвакуация дыма	Да
Монитор	Да

Дополнительные характеристики

GIN Perfect - многофункциональный комбайн, объединяющий в одном компактном корпусе полный набор оборудования, необходимого для эффективной работы врача-гинеколога.

Комплекс мобильный и компактный, что позволяет с легкостью перемещать его из кабинета в кабинет и экономить рабочее пространство.

Основные особенности:

- бесшовный, идеально гладкий корпус, выполненный из устойчивого к химическим веществам акрилового камня;
- эргономично расположенные функциональные ящики с доводчиками;
- возможность проведения видеокольпоскопии, гистероскопии, радиоволновой хирургии;
- удобная консоль для размещения монополярной ручки-держателя электрода, биполярного коннектора, шланга аспиратора дыма и аспиратора жидкости;
- бактерицидная камера с системой подогрева инструментов;
- встроенный компьютер для сохранения и архивирования данных;

- 19-дюймовый монитор с кронштейном;
- источник бесперебойного питания;
- хирургический аспиратор с мощностью 30 л/мин;
- система аспирации дыма;
- радиохирургический аппарат BM-780 II (Sutter, Германия) с основным набором (педали, ручки-держатели, пластина нейтрального электрода).

Опционально:

- возможность изготовления зеркального варианта для правого или левого размещения в кабинете;
- программа для архивации и обработки полученных медицинских изображений;
- осветитель галогеновый эндоскопический, возможность выбора встраиваемого источника света для гистероскопии;
- видеокамера эндоскопическая;
- аспиратор хирургический ZERTS (мощность 30 л/мин);
- кресло гинекологическое;
- стул врача винтовой с регулируемой высотой и спинкой;
- медицинская и офисная мебель по размерам кабинета, идеально подходящая по стилю, дизайну и цвету (оборудование и мебель от одного производителя).