

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический
ZERTS Multifunction GIN plus

ФСР 2010/07847

двойной базовый модуль, с креслом пациента, со
стулом врача, с выдвижными ящиками, с
поверхностью для письма, с поверхностью для
хранения инструментов, с радиохирургическим
прибором, с управлением инструментарием, с
управлением эндоскопами, с эвакуацией дыма, с
монитором



ЗЕРЦ ООО, Россия

Характеристики

Базовый модуль	двойной
Гинекологическое кресло	Да
Стул врача	Да
Выдвижные ящики	Да
Емкость для лекарственных форм	Да
Поверхность для письма	Да
Поверхность для хранения инструментов	Да
Радиохирургический прибор	Да
Управление инструментарием	Да
Управление эндоскопами	Да
Подогрев инструментов	Да
Эвакуация дыма	Да
Монитор	Да

Дополнительные характеристики

GIN Plus - многофункциональный модульный комбайн, объединяющий в одном компактном корпусе
полный набор оборудования, необходимого для эффективной работы врача-гинеколога.

Основные особенности:

- новейшие методы амбулаторной диагностики и лечения: видеокольпоскопия, гистероскопия, радиоволновая хирургия;
- металлический корпус (10 стандартных цветов);
- новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное покрытие позволяет успешно бороться не только с размножающимися на поверхности бактериями, но и уничтожать их в течение очень длительного времени. Эффект достигается за счет включения в лакокрасочное покрытие специальных активных антимикробных добавок, которые непрерывно образуют ионы высокой активности, уничтожая примитивные микроорганизмы, и в несколько раз превосходит эффективность использования в материалах наносеребра и пр;
- верхняя консоль с Г-образной крышкой, наполненная каскадом съемных лотков из нержавеющей стали. В открытом состоянии крышка отсека является дополнительной рабочей полкой для размещения материалов и инструментов с задним ограничительным бортиком, предохраняющим падение инструментов;
- функциональная консоль для размещения монополярной ручки-держателя электрода, биполярного коннектора, шланга аспиратора дыма и аспиратора жидкости;
- встроенный моноблок с 19" TFT-монитором, клавиатура, мышь;
- удобство информирования пациента: большой дисплей позволяет показывать данные исследования пациенту, встроенный компьютер позволяет сохранять и архивировать данные;
- устройство бесперебойного питания;
- система аспирации дыма ZERTS;
- радиохирургический аппарат BM-780 II (Sutter, Германия) с основным набором (педали, ручки-держатели, пластина нейтрального электрода).

Опционально:

- программа для архивации и обработки полученных медицинских изображений;
- система сохранения данных с предустановленной операционной системой;
- осветитель галогенный эндоскопический;
- аспиратор жидкости хирургический встроенный;
- поверхность для клавиатуры/письма;
- видеокамера эндоскопическая;
- бактерицидная лампа;
- подогрев инструментов;
- кресло гинекологическое;
- CARL ZEISS OPMI PICO кольпоскоп диагностический;
- стул врача винтовой с регулируемой высотой и спинкой;
- окраска комбайна в нестандартный цвет по палитре RAL.