

## Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический ZERTS Multifunction HOT

ФСР 2010/07847

одинарный базовый модуль, с лотком, с отсеком  
мусоросборника

ЗЕРЦ ООО, Россия



### Характеристики

---

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Базовый модуль                 | одинарный |
| Емкость для лекарственных форм | Да        |
| Лоток                          | Да        |
| Отсек мусоросборника           | Да        |
| Подогрев инструментов          | Да        |

### Дополнительные характеристики

---

**ZERTS HOT** представляет собой блок для подогрева инструментов и утилизации. Установку можно использовать как самостоятельное изделие либо в качестве модуля совместно с другими продуктами из этой же линейки. Подсоединяется к основному гинекологическому комбайну с помощью столешницы под углом в 45 либо 90 градусов.

#### Основные особенности:

- новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное покрытие позволяет успешно бороться не только с размножающимися на поверхности установки бактериями, но и уничтожать их в течение очень длительного времени, эффект достигается за счет включения в лакокрасочное покрытие специальных активных антимикробных добавок, которые непрерывно образуют ионы высокой активности, уничтожая примитивные микроорганизмы, и в несколько раз превосходит эффективность использования в материалах наносеребра и пр.;
- лотки и емкости из нержавеющей стали для размещения медикаментов и инструментов;
- система утилизации в нижнем ящике. Открытие/закрытие ящика посредством электропривода при нажатии на фасад ногой;
- мобильное основание на 4 колесах;
- металлический корпус 48×59×107 см;
- консоль с лотком и емкостями;
- подогрев инструментов до 40 градусов;
- ящик для сброса инструментов с сервоприводом;
- изоляция от шумов и вибраций;

- 4 колеса с тормозом;
- бактерицидная лампа (опция).