

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический ZERTS Multifunction Mobil

ФСР 2010/07847

одинарный базовый модуль, с выдвижными ящиками,
с поверхностью для письма, с поверхностью для
хранения инструментов

ЗЕРЦ ООО, Россия



Характеристики

Базовый модуль	одинарный
Выдвижные ящики	Да
Поверхность для письма	Да
Поверхность для хранения инструментов	Да

Дополнительные характеристики

ZERTS Mobil - это дополнительный мебельный модуль, который представляет из себя систему хранения. При желании можно подсоединить к основному гинекологическому комбайну с помощью столешницы под углом в 45 либо 90 градусов.

Основные особенности:

- новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное покрытие позволяет успешно бороться не только с размножающимися на поверхности установки бактериями, но и уничтожать их в течение очень длительного времени. Эффект достигается за счет включения в лакокрасочное покрытие специальных активных антимикробных добавок, которые непрерывно образуют ионы высокой активности, уничтожая примитивные микроорганизмы, и в несколько раз превосходит эффективность использования в материалах наносеребра и пр.;
- 4 эргономичных ящика для хранения инструментов;
- Мобильное основание.

Опции:

- столешница для письменного стола;
- рабочее место для ПК;
- консоль для размещения инструментов с лотками из нержавеющей стали, закрываемый металлической крышкой, которая при открытии формирует дополнительную рабочую поверхность для размещения медикаментов и материалов;
- полка для размещения над установкой различных приборов (эндоскопическая камера и т.д.);
- эргономичная вставка в верхний ящик для формирования письменной поверхности или поверхности для клавиатуры;
- дополнительная стыковочная рабочая поверхность;

- окраска комбайна в нестандартный цвет по палитре RAL.